


Stat5A Anticorps Monoclonal De Lapin Pour Wb, Elisa - P42229

Numéro d'article: CM0002632



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin STAT5A validé pour WB et ELISA. Reconnaît STAT5A humain et murin, un facteur de transcription impliqué dans la signalisation des cytokines. Idéal pour la recherche et le développement d'essais diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	STAT5A Anticorps monoclonal de lapin (mAb)
Remarques/Alias	MGF ; STAT5 ; STAT5A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6776
GeneID	6776
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P42229
Poids moléculaire de la protéine	91 kDa
Expédition	Sac de glace