

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Staufen Pour Wb, Elisa - O95793

Numéro d'article: CM0009883



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Staufen validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour étudier les protéines de liaison à l'ARN, la localisation des ARNm et les interactions hôte-virus. Spécifications complètes du produit disponibles.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-Staufen
Remarques/Alias	STAU ; PPP1R150 ; Staufen
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	6780
Identifiant du gène	6780
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 478-577 de la protéine Staufen humaine (O95793)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O95793
Poids moléculaire de la protéine	63 kDa
Expédition	Sac de glace