


Anticorps Polyclonal De Lapin Steap3 Pour Wb Et Elisa - Q658P3

Numéro d'article: CM0014350



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le STEAP3 humain, validé pour WB et ELISA. Convient pour la détection de la métalloréductase STEAP3 dans des échantillons humains et de souris, avec un poids moléculaire calculé de 55 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	STEAP3 Lapin pAb
Remarques/Alias	STMP3; TSAP6; pHyde; AHMIO2; dudlin-2; dudulin-2; STEAP3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55240
GeneID	55240
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-180 du STEAP3 humain (NP_060704.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q658P3
Poids de la protéine	55kDa
Expédition	Sac de glace