

Anticorps Monoclonal Lapin Stim1 Pour Wb, Elisa - Q13586

Numéro d'article: CM0010626



Introduction

Le mAb Lapin anti-STIM1 est un anticorps monoclonal recombinant validé pour le Western blot et l'ELISA, réagissant avec les STIM1 humain, souris et rat. Idéal pour l'étude de la signalisation calcique et de l'entrée de calcium dépendante des réserves (SOCE).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	mAb Lapin anti-STIM1
Remarques/Alias	GOK; TAM; TAM1; IMD10; STRMK; D11S4896E; STIM1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	6786
ID de Gène	6786
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 586-685 du STIM1 humain (Q13586).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13586
Poids Protéique	77kDa
Expédition	Sac de glace