

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Stip1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P31948

Numéro d'article: CM0017822



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre STIP1 (HOP), validé pour WB, IHC-P, ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Co-chaperon médiant l'interaction HSP70-HSP90. Idéal pour la recherche sur la réponse au stress et les chaperons.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	STIP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	HOP, P60, STI1, STI1L, HEL-S-94n, IEF-SSP-3521, STIP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10963
GeneID	10963
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de STIP1 humain (NP_006810.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P31948
Poids Protéique	63kDa
Expédition	Sac de glace