

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Stoml2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ujz1

Numéro d'article: CM0017685

Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin anti-STOML2 validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec STOML2 humain, souris, rat (39kDa, Q9UJZ1). Idéal pour la recherche mitochondriale, l'activation des cellules T et les études de migration cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	STOML2 Lapin pAb
Remarques/Alias	SLP-2; HSPC108; STOML2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	30968
GeneID	30968
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-356 de STOML2 humain (NP_038470.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UJZ1
Poids Protéique	39kDa
Expédition	Sac de glace