

Anticorps Monoclonal De Streptavidine Pour Cytométrie En Flux - Sa V1, Sa V2

Numéro d'article: CM0012001

Introduction

La streptavidine est un anticorps monoclonal à réactivité croisée indépendante de l'espèce, idéal pour les applications de cytométrie en flux. Fournie comme matière première IVD pour les développeurs de diagnostics et les chercheurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Streptavidine
Alias	SA V1, SA V2
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Indépendante de l'espèce
Expédition	Sac de glace