

Streptavidine

Numéro d'article: CM0011306

Introduction

Conjugué d'anticorps monoclonal Streptavidine pour applications en cytométrie en flux (FC). Offre une réactivité croisée indépendante de l'espèce, le rendant adapté au développement de divers tests IVD et à la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	Streptavidine
Remarques/Alias	SA V1, SA V2
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Indépendante de l'espèce
Expédition	Sac de glace