

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Stx1A Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16623

Numéro d'article: CM0024906

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre la STX1A humaine (Syntaxine-1A), validé pour le WB, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Utile pour l'étude de l'exocytose et de la neurotransmission médiées par les SNARE.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-STX1A
Remarques/Alias	STX1; HPC-1; P35-1; SYN1A; STX1A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6804
GeneID	6804
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1-100 de la STX1A humaine (Q16623)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q16623
Poids protéique	33kDa
Expédition	Sac de glace