

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sufu Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Umx1

Numéro d'article: CM0013348



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SUFU validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Reconnaît les SUFU humain, souris et rat, un régulateur négatif de la voie Hedgehog. Idéal pour la recherche en cancérologie et biologie du développement.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | SUFU Lapin pAb                                                                                                              |
| Remarques/Alias    | SUFUH; JBTS32; SUFUXL; PRO1280; SUFU                                                                                        |
| Espèce             | Humain                                                                                                                      |
| GeneID (Humain)    | 51684                                                                                                                       |
| GeneID             | 51684                                                                                                                       |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 325-484 du SUFU humain (NP_057253.2) |
| Source             | Lapin                                                                                                                       |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                       |
| Application        | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                    |
| Réactivité croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                         |
| SWISS              | Q9UMX1                                                                                                                      |
| Poids moléculaire  | 54kDa                                                                                                                       |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                |