

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sumo2/3 (Wb, Elisa) - P61956 / P55854

Numéro d'article: CM0022476



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SUMO2/3 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte SUMO2 et SUMO3 avec réactivité croisée vis-à-vis de la souris et du rat ; convient à l'étude de la sumoylation et de la dégradation protéasique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SUMO2/3 Lapin pAb
Remarques/Alias	HSMT3; SMT3B; SUMO3; Smt3A; SMT3H2; SUMO2/3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6613/6612
GeneID	6613/6612
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-95 de SUMO2/3 humain (NP_008868.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P61956/P55854
Poids moléculaire	11 kDa
Expédition	Sac de glace