

Surf4 Lapin Pab - O15260

Numéro d'article: CM0020196

Introduction

SURF4 Lapin pAb est un anticorps polyclonal validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Il détecte la protéine humaine SURF4 (également connue sous le nom d'ERV29) et présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. SURF4 fonctionne comme un récepteur de cargaison du réticulum endoplasmique pour la sécrétion des lipoprotéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SURF4 Lapin pAb
Remarques/Alias	ERV29; SURF4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6836
GeneID	6836
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O15260
Poids moléculaire protéique	30kDa
Expédition	Sac de glace