

Anticorps Monoclonal De Lapin Suz12 Pour Wb, Elisa - Q15022

Numéro d'article: CM0010158



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre SUZ12 humain, validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche en épigénétique et en cancérologie, adapté au développement d'essais IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SUZ12 AcM de lapin
Remarques/Alias	CHET9, IMMAS, JJAZ1, SUZ12
Espèce	Humain
Identifiant du gène	23512
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-96 de SUZ12 humain (Q15022)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15022
Poids moléculaire de la protéine	83 kDa
Expédition	Sac de glace