


Anticorps Monoclonal De Lapin Contre Histone H3-R17 Diméthylé Symétrique (Q16695/P68431) Pour Wb, Db, Ihc-P, Elisa

Numéro d'article: CM0000332



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la diméthylation symétrique au niveau du résidu R17 de l'Histone H3 humaine. Validé pour Western Blot, Dot Blot, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec l'homme, la souris, le rat et d'autres espèces. Idéal pour la recherche épigénétique et l'analyse des modifications des histones.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin contre Histone H3-R17 diméthylé symétrique
Remarques / Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Symmetric DiMethyl-Histone H3-R17
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	8290/ 8350
GenelD	8290/8350
Immunogène	Peptide synthétique diméthylé symétrique correspondant à la région R17 de l'Histone H3 humaine (NP_003520.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps contre formes méthylées
Applications	WB, DB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (large spectre prédit)
SWISS	Q16695/P68431
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace