

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Histone H3-R2 Diméthylée Symétrique (Q16695/P68431) Pour Wb, Ihc, If, Elisa, Chip-Seq

Numéro d'article: CM0000342



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'arginine 2 diméthylée symétrique de l'histone H3 (Q16695/P68431). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA et ChIP-seq ; réagit avec l'humain, la souris, le rat et une large gamme prédite. Idéal pour la recherche en épigénétique et les études de modifications des histones.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-Histone H3-R2 diméthylée symétrique
Remarques/Alias	H3t ; H3.4 ; H3/g ; H3FT ; H3C16 ; HIST3H3 ; Histone H3-R2 diméthylée symétrique
Espèce	Humain
GeneID (humain)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogène	Un peptide synthétique diméthylé symétrique autour de R2 de l'histone H3 humaine (NP_003520.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps méthylés
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP-seq
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autres (Large gamme prédite)
SWISS	Q16695/P68431
Poids moléculaire de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace