


Pab Lapin Anti-Histone H3-R26 Diméthylée Symétrique (Q16695/P68431) Pour Wb, If/Icc, Elisa

Numéro d'article: CM0000290



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin détectant l'Histone H3-R26 Diméthylée Symétrique, adapté aux applications WB, IF/ICC, ELISA. Réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche en épigénétique et le développement IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	pAb Lapin anti-Histone H3-R26 Diméthylée Symétrique
Remarques/Alias	H3/j; H3C1; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3Fj; H3C10; H3C11; HIST1H3j; Histone H3-R26 Diméthylée Symétrique
Espèce	Humain
GeneID (humain)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogène	Un peptide synthétique diméthylé symétrique centré sur la R26 de l'histone H3 humaine (NP_003520.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Méthylés
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat, Autres (Large spectre prédit)
SWISS	Q16695/P68431
Poids Moléculaire Protéique	15kDa
Expédition	Sac de glace