


Anticorps Mab De Lapin Anti-Diméthyle Symétrique-Histone H3-R8 (Q16695/P68431) Pour Western Blot, Ihc Et If/Icc

Numéro d'article: CM0000288



Introduction

Anticorps mAb de Lapin anti-DiMéthyle Symétrique-Histone H3-R8 validé pour WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat et une large gamme d'espèces. Détecte une bande de 16kDa ; convient pour la recherche sur les modifications des histones et la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Anticorps mAb de Lapin anti-DiMéthyle Symétrique-Histone H3-R8
Remarques/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; DiMéthyle Symétrique-Histone H3-R8
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide diméthylé symétrique synthétique autour de R8 de l'Histone H3 humaine (NP_003520.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Méthylés
Application	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (Large Gamme Prédite)
SWISS	Q16695/P68431
Poids Protéique	16kDa
Expédition	Sac de glace