


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Histone H3-R8 Diméthylée Symétrique (Q16695/P68431) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa, Chip-Seq

Numéro d'article: CM0000372



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de la diméthylation symétrique en R8 de l'histone H3 humaine (UniProt Q16695/P68431). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA et ChIP-seq. Réagit croisé avec l'humain, la souris, le rat et d'autres espèces.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-Histone H3-R8 DiMéthyliée Symétrique
Remarques/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Histone H3-R8 DiMéthyliée Symétrique
Espèce	Humain
GenelD (humain)	H3
GenelD	8290/8350
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide synthétique diméthylé de manière symétrique autour du R8 de l'histone H3 humaine (NP_003520.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps méthylés
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP-seq
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (Large gamme prédite)
SWISS	Q16695/P68431
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace