

Anticorps Polyclonal De Lapin Contre Histone H3-R8 Diméthyl Symétrique (Q16695/P68431) Pour Wb, Elisa, Chip

Numéro d'article: CM0000349



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'Histone H3-R8 diméthyl symétrique (SWISS Q16695/P68431). Adapté pour WB, ELISA et ChIP. Reconnaît l'homme, la souris, le rat et d'autres espèces (large spectre prédit). Idéal pour la recherche épigénétique et sur la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin contre Histone H3-R8 diméthyl symétrique
Remarques / Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Symmetric DiMethyl-Histone H3-R8
Espèce	Humain
Identifiant du gène (humain)	H3
Identifiant du gène	8290/8350
Immunogène	Peptide synthétique : Peptide synthétique diméthylé symétrique autour de R8 de l'histone H3 humaine (NP_003520.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps méthylés
Application	WB, ELISA, ChIP
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autres (Large spectre prédit)
SWISS	Q16695/P68431
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Sachet de glace