


Anticorps Polyclonal De Lapin Contre La Diméthylation Symétrique De L'histone H4-R3 (P62805) Pour Wb, Ihc, If/Icc, Elisa

Numéro d'article: CM0000302



Introduction

pAc de Lapin contre la DiMéthylation Symétrique de l'Histone H4-R3 (P62805) validé pour WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconnaît la diméthylation symétrique à l'Arg3 de l'Histone H4. Réagit avec l'humain, la souris, le rat et une large gamme prédite. Idéal pour la recherche épigénétique et l'analyse des modifications des histones.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAc de Lapin contre la DiMéthylation Symétrique de l'Histone H4-R3
Remarques/Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; DiMéthylation Symétrique de l'Histone H4-R3
Espèce	Humain
Symbole de Gène (Humain)	H4
ID de Gène	8359
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'Histone H4 humaine (NP_003529.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Méthylés
Application	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (Large Gamme Prédite)
SWISS	P62805
Poids Protéique	11kDa
Expédition	Sac de glace