


Anticorps Monoclonal Lapin Symmetric Diméthyl-Histone H4-R3 (P62805) Pour La Recherche En Épigénétique

Numéro d'article: CM0000251



Introduction

Anticorps monoclonal lapin spécifique de l'Histone H4 diméthylé symétrique au niveau de l'Arg3 (P62805). Validé pour le Western blot, l'IF/ICC, le dot blot et l'ELISA. Réaction croisée avec l'histone H4 humaine et de rat. Idéal pour l'étude du code histone et des mécanismes de régulation épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin Symmetric DiMéthyl-Histone H4-R3
Remarques / Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8359
GeneID	8359
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 1-100 de l'Histone H4 humaine (NP_003539.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps méthylés
Applications	WB, IF/ICC, DB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P62805
Poids de la protéine	11 kDa
Expédition	Sachet de glace