

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Synaptophysine Pour Wb, Ihc, If, Ip, Elisa - P08247

Numéro d'article: CM0007978

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-synaptophysine (clone non spécifié), validé pour WB, IP, IF, IHC-P et ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Détecte la protéine p38 des vésicules synaptiques (~34 kDa).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-synaptophysine
Remarques/Alias	SYP; SYN; MRX96
Espèce	Humain
GenelD (humain)	6855
GenelD	6855
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 224 à 313 de la synaptophysine humaine (NP_003170.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P08247
Poids moléculaire de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace