

## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Syntaxine 4 - Q12846

Numéro d'article: CM0006231

### Introduction

Anticorps monoclonal de haute qualité de lapin anti-Syntaxine 4 pour les applications WB et ELISA. Réagit avec les échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude du trafic vésiculaire médié par les SNARE et du transport du glucose.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | Anticorps monoclonal de lapin anti-Syntaxine 4                                                                                     |
| Remarques/Alias    | STX4A ; p35-2 ; Syntaxine 4                                                                                                        |
| Espèce             | Humain                                                                                                                             |
| GeneID (humain)    | 6810                                                                                                                               |
| GeneID             | 6810                                                                                                                               |
| Immunogène         | Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50 et 150 de la Syntaxine 4 humaine (NP_004595.2). |
| Source             | Lapin                                                                                                                              |
| Catégorie          | Anticorps monoclonaux                                                                                                              |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                          |
| Réactivité croisée | Humain, souris, rat                                                                                                                |
| SWISS              | Q12846                                                                                                                             |
| Poids moléculaire  | 34 kDa                                                                                                                             |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                       |