


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Syvn1 Pour Wb, Elisa - Q86Tm6

Numéro d'article: CM0025244



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine SYVN1 (HRD1), une E3 ubiquitine ligase impliquée dans la voie ERAD. Validé pour WB et ELISA ; réaction croisée avec la souris. Utile pour l'étude du stress du réticulum endoplasmique, de l'apoptose et des voies de l'ubiquitination.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SYVN1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	DER3; HRD1; SYVN1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	84447
GeneID	84447
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 500 et 600 de la SYVN1 humaine (NP_757385.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q86TM6
Poids de la protéine	68 kDa
Expédition	Sac de glace