

Anticorps Monoclonal Lapin T-Bet/Tbx21 Pour Wb, Ihc-P, Fc (Intra), Elisa - Q9UI17

Numéro d'article: CM0004604

Introduction

Anticorps monoclonal lapin recombinant ciblant le T-bet/Tbx21 humain (TBX21; T-PET; T-bet) pour WB, IHC-P, FC (intra), ELISA. Idéal pour la recherche sur la lignée cellulaire Th1 et les facteurs de transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	T-bet/Tbx21 Rabbit mAb
Remarques/Alias	TBX21; T-PET; T-bet; TBET; TBLYM; T-box 21
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	30009
GenelD	30009
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 322-535 du T-bet/Tbx21 humain (NP_037483.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, FC (intra), ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9UL17
Poids moléculaire	58kDa
Expédition	Sac de glace