

Tab1 Ac Mab Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q15750

Numéro d'article: CM0004309



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin TAB1 de haute qualité validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Détecte le TAB1 humain, souris, rat. Idéal pour la recherche sur l'immunité innée et la signalisation MAPK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TAB1 Ac mAb de lapin
Remarques/Alias	3'-Tab1; MAP3K7IP1; TAB1
Espèce	Humain
ID de gène	10454
Immunogène	Peptide synthétique situé dans les acides aminés 405-504 du TAB1 humain (Q15750).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15750
Poids moléculaire	55kDa
Expédition	Sac de glace