

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Taf15 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q92804

Numéro d'article: CM0011523



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-TAF15 validé pour le Western blot, l'IHC-P, l'IF/ICC, l'IP et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur les protéines de transcription et de liaison à l'ARN. SWISS : Q92804.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-TAF15
Remarques/Alias	Npl3, RBP56, TAF2N, TAFII68, TAF15
Espèce	Humain
GenelD	8148
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92804
Poids moléculaire de la protéine	62 kDa
Expédition	Sac de glace