


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Taf6L Pour Wb, Ip, Elisa - Q9Y6J9

Numéro d'article: CM0016048



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre TAF6L (PAF65A), validé pour WB, IP, ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Convient pour l'étude du complexe PCAF, de l'acétylation des histones et de la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TAF6L Lapin pAb
Remarques/Alias	PAF65A; TAF6L
Espèce	Humain
ID de Gène	10629
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 de TAF6L humain (NP_006464.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y6J9
Poids Protéique	68kDa
Expédition	Sac de glace