

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Taf9 Pour Wb Et Elisa - Q16594

Numéro d'article: CM0027665



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine TAF9 (sous-unité TFIID). Réagit avec l'humain et la souris. Convient pour le WB et l'ELISA. Idéal pour les études sur l'initiation de la transcription et la régulation génique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal (pAb) de lapin anti-TAF9
Remarques/Alias	TAF2G; TAFII31; TAFII32; MGC:5067; TAFII-31; TAFII-32; TAFIID32; STAF31/32
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6880
GeneID	6880
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q16594
Poids de la protéine	29 kDa
Expédition	Sac de glace