

Tarbp2 Pab De Lapin Pour Wb - Q15633

Numéro d'article: CM0027388



Introduction

Anticorps polyclonal lapin anti-TARBP2 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Il reconnaît TARBP2 humain et murin, une sous-unité du complexe de chargement RISC essentielle pour le traitement des miARN et le silence des ARN. Adapté aux études sur l'infection virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	TARBP2 pAb de lapin
Remarques / Alias	LOQS; TRBP; TRBP1; TRBP2; TARBP2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6895
GeneID	6895
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-366 de TARBP2 humain (NP_599150.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q15633
Poids de la protéine	39kDa
Expédition	Sac de glace