


Anticorps Monoclonal De Lapin Taz Pour Wb Et Elisa - Q9Gzv5

Numéro d'article: CM0006986



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-TAZ validé pour WB et ELISA, détecte WWTR1/TAZ chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur la signalisation Hippo, le contrôle de la taille des organes et la suppression tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TAZ Lapin mAb
Remarques/Alias	TAZ
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	25937
GeneID	25937
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-270 de TAZ humain (NP_056287.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9GZV5
Poids Protéique	44kDa
Expédition	Sac de glace