

Anticorps Polyclonal De Lapin Tbca Pour Wb, Ihc-P, Elisa - 075347

Numéro d'article: CM0015719



Introduction

TBCA Rabbit pAb validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec TBCA (facteur A de repliement de la tubuline) humaine, de souris et de rat, une chaperonne de 13 kDa essentielle à l'assemblage de la tubuline et à l'intégrité du cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	TBCA Rabbit pAb
Remarques / Alias	TBCA
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	6902
GeneID	6902
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-108 de la TBCA humaine (NP_004598.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	075347
Poids de la protéine	13 kDa
Expédition	Sachet de glace