

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tbx2 - Q13207

Numéro d'article: CM0015263

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TBX2 adapté au Western blot et à l'ELISA. Détecte TBX2 humain, murin et de rat, un facteur de transcription impliqué dans le développement et la transition épithélio-mésenchymateuse (EMT). Utile pour la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-TBX2
Remarques/Alias	VETD ; TBX2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6909
GeneID	6909
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 604-712 de TBX2 humain (NP_005985.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q13207
Poids moléculaire de la protéine	75 kDa
Expédition	Pack de glace