

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tbx5 Pour Wb, Elisa - Q99593

Numéro d'article: CM0014911



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TBX5, un facteur de transcription T-box crucial pour le développement cardiaque et la formation des membres. Convient pour WB et ELISA, il reconnaît le TBX5 humain, souris et rat. Idéal pour la biologie du développement et la recherche cardiaque.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TBX5 Lapin pAb
Remarques/Alias	HOS; TBX5
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	6910
ID de gène	6910
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-70 du TBX5 humain (NP_852259.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99593
Poids moléculaire	58kDa
Expédition	Sac de glace