

Tceb2 Rabbit Pab - Q15370

Numéro d'article: CM0025131



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine TCEB2/Elongine-B. Convient pour WB, IP, ELISA. Réactivité croisée avec l'humain et la souris. Idéal pour la recherche sur l'élongation de la transcription et l'ubiquitine ligase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TCEB2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	SIII; TCEB2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6923
GeneID	6923
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-118 de la TCEB2 humaine (NP_009039.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q15370
Poids de la protéine	13 kDa
Expédition	Sac de glace