

Anticorps Polyclonal De Lapin Tchh Pour Wb Et Elisa - Q07283

Numéro d'article: CM0022787

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TCHH validé pour WB et ELISA. Détecte la Trichohyaline humaine et murine, une protéine associée aux filaments intermédiaires de 254 kDa cruciale pour la gaine interne du follicule pileux et la différenciation épidermique. Idéal pour les études de dermatologie et de kératinisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TCHH Lapin pAb
Remarques/Alias	THH; THL; TRHY; UHS3; TCHH
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7062
GeneID	7062
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-300 de la TCHH humaine (NP_009044.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q07283
Poids moléculaire	254kDa
Expédition	Sac de glace