

Anticorps Polyclonal De Lapin Tet3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43151

Numéro d'article: CM0027000



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin produit contre la TET3 humaine recombinante (aa 1551-1650). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Convient à la recherche en biologie épigénétique et du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TET3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	BEFAHRS; hCG_40738; TET3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	200424
GeneID	200424
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1551-1650 de la TET3 humaine (NP_001274420.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43151
Poids de la protéine	194kDa
Expédition	Sac de glace