


Anticorps Monoclonal Lapin Tff1/Ps2 Pour Wb, Ip, If-P, Elisa - P04155

Numéro d'article: CM0006823



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le TFF1/pS2 humain (facteur en trèfle 1), validé pour WB, IP, IF-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les applications de recherche gastro-intestinale et sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TFF1/pS2 mAc Lapin
Remarques/Alias	pS2; BCEI; HPS2; HP1.A; pNR-2; D21S21; TFF1/pS2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7031
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 25-84 du TFF1/pS2 humain. (NP_003216.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IP, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P04155
Poids Protéique	9kDa
Expédition	Sac de glace