

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tfpi Pour Wb, Elisa - P10646

Numéro d'article: CM0023491



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TFPI de haute qualité validé pour WB et ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Cible l'inhibiteur de la voie du facteur tissulaire impliqué dans la coagulation sanguine. Idéal pour la recherche et le développement diagnostique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-TFPI
Remarques/Alias	EPI, TFI, LACI, TFPI1, TFPI
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7035
GeneID	7035
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-224 du TFPI humain (NP_001027452.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P10646
Poids moléculaire protéique	35kDa
Expédition	Sac de glace