

Anticorps Polyclonal De Lapin Tfpt Pour Wb, If/Icc, Elisa - P0C1Z6

Numéro d'article: CM0024885

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin TFPT de haute qualité validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Cible la protéine TFPT (INO80F) humaine, un composant du complexe de remodelage de la chromatine INO80, qui favorise l'apoptose indépendante de p53. Idéal pour la recherche sur l'apoptose et la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TFPT Rabbit pAb
Remarques / Alias	FB1; amida; INO80F; TFPT
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	29844
GeneID	29844
Immunogène	Protéine recombinante (protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-253 de la protéine TFPT humaine (NP_037474.1))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P0C1Z6
Poids moléculaire de la protéine	28 kDa
Expédition	Sac de glace