

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tgf Bêta 1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01137

Numéro d'article: CM0014547



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le TGF bêta 1 humain (UniProt P01137). Validé pour la WB, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA. Reconnaît le TGF bêta 1 humain, murin et de rat. Idéal pour l'étude de la signalisation du TGFβ, de la fibrose et de la régulation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TGF bêta 1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CED ; LAP ; DPD1 ; TGFβ ; IBDIMDE ; TGFbeta ; TGF-beta1 ; TGF bêta 1
Espèce	Homme
GeneID (humain)	7040
GeneID	7040
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30 à 280 du TGF bêta 1 humain (NP_000651.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	P01137
Poids de la protéine	44 kDa
Expédition	Sac réfrigérant