


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Récepteur Tgf Bêta Ii - P37173

Numéro d'article: CM0017386



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le Récepteur TGF bêta II (TGFR2) pour Western blot, IF/ICC et ELISA. Détecte les cibles humaines, murines et de rat. Convient pour la signalisation TGF-bêta et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Récepteur TGF bêta II Anticorps polyclonal de lapin
Remarques/Alias	AAT3; FAA3; LDS2; MFS2; RIIC; LDS1B; LDS2B; TAAD2; TBR1; TBR-ii; TGFR-2; tbetaR-II; TGFBeta-R11; Récepteur TGF bêta II (TGFR2)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7048
GeneID	7048
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-280 du récepteur TGF bêta II humain (TGFR2) (NP_003233.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P37173
Poids de la protéine	65 kDa
Expédition	Sac de glace