

Tgfb2 Lapin Pab Pour Wb, Elisa - P61812

Numéro d'article: CM0027142



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le TGFB2 humain, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Immunogène recombinant (aa 21-414). Cible la proprotéine du facteur de croissance transformant bêta-2, une cytokine multifonctionnelle régulant l'angiogenèse et le développement cardiaque.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TGFB2 Lapin pAb
Remarques/Alias	LDS4 ; G-TSF ; TGF-beta2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7042
GeneID	7042
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-414 du TGFB2 humain (NP_003229.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P61812
Poids protéique	48 kDa
Expédition	Sac de glace