


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Thoc4/Alyref Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q86V81

Numéro d'article: CM0009942



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-THOC4/ALYREF validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Détecte la sous-unité 4 du complexe THO humain, murin et de rat, impliquée dans l'export et la maturation des ARNm. Idéal pour la recherche sur le cancer et la biologie de l'ARN.

[En savoir plus](#)

Spécification	Détails
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-THOC4/ALYREF
Remarques/Alias	ALY ; BEF ; REF ; THOC4 ; ALY/REF ; THOC4/ALYREF
Espèce	Humain
GeneID (humain)	10189
GeneID	10189
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 158 et 257 de THOC4/ALYREF humain (Q86V81).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q86V81
Poids moléculaire	27 kDa
Expédition	Sac de glace