

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Thromboxane Synthase Pour Wb, Elisa - P24557

Numéro d'article: CM0015931

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la thromboxane-A synthase (TBXAS1/CYP5A1) pour WB et ELISA dans des échantillons humains et murins. Impliqué dans la synthèse de la thromboxane A2 et l'agrégation plaquettaire. Usage de recherche uniquement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-thromboxane synthase
Remarques/Alias	TS, TXS, CYP5, THAS, TXAS, CYP5A1, GHOSAL, BDPLT14, Thromboxane synthase
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	6916
ID du gène	6916
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 355-534 de la Thromboxane synthase humaine (NP_001052.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P24557
Poids moléculaire de la protéine	61kDa
Expédition	Sac de glace