

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Peroxydase Thyroïdienne Pour Ihc-P/Elisa - P07202

Numéro d'article: CM0002702

Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-peroxydase thyroïdienne validé pour IHC-P et ELISA. Détecte la TPO humaine, murine et de rat. Idéal pour la recherche sur la biosynthèse des hormones thyroïdiennes et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	mAb lapin anti-peroxydase thyroïdienne
Remarques / Alias	MSA ; TPX ; TDH2A ; Thyroid Peroxidase
Espèce	Humaine
ID du gène	7173
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la peroxydase thyroïdienne humaine (P07202)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	P07202
Poids de la protéine	103 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant