


Tiam1 Lapin Pab Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q13009

Numéro d'article: CM0014550



Introduction

TIAM1 Lapin pAb est un anticorps polyclonal validé pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA. Il détecte TIAM1 humain et de rat, un GEF Rho régulant l'adhésion et la migration cellulaires via la signalisation RAC1/CDC42. Idéal pour la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TIAM1 Lapin pAb
Remarques/Alias	NEDLDS ; TIAM-1 ; TIAM1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7074
GeneID	7074
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1392-1591 de TIAM1 humain (NP_003244.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q13009
Poids protéique	178 kDa
Expédition	Sac de glace