


Ac Pab Lapin Tim-3/Havcr2 Pour Wb, Elisa - Q8Tdq0

Numéro d'article: CM0016220



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TIM-3/HAVCR2 validé pour WB et ELISA, réactif chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la fonction des points de contrôle immunitaire dans la régulation des lymphocytes T et la recherche en immunothérapie contre le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac pAb Lapin TIM-3/HAVCR2
Remarques/Alias	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2; TIM-3/HAVCR2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	84868
GeneID	84868
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-202 de TIM-3/HAVCR2 humain (NP_116171.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8TDQ0
Poids moléculaire	33kDa
Expédition	Sac de glace