

Anticorps Polyclonal De Lapin Timm13 Pour Wb, Elisa - Q9Y5L4

Numéro d'article: CM0024690

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin TIMM13 validé pour WB et ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Cible la sous-unité Tim13 du complexe de translocation de la membrane mitochondriale interne (11 kDa, UniProt Q9Y5L4), une chaperonne essentielle à l'importation des protéines mitochondriales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin TIMM13 (pAb)
Remarques/Alias	ppv1 ; TIM13 ; TIM13B ; TIMM13A ; TIMM13B ; TIMM13
Espèce	Humain
Identifiant du gène	26517
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-95 de TIMM13 humain (NP_036590.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y5L4
Poids moléculaire protéique	11 kDa
Expédition	Sac de glace