

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tlr2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60603

Numéro d'article: CM0015172



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin (pAb) anti-TLR2 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec le TLR2 humain, souris et rat. Idéal pour la recherche sur l'immunité innée et les maladies infectieuses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de Lapin anti-TLR2
Remarques/Alias	TIL4; CD282; TLR2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7097
GeneID	7097
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 600-700 du TLR2 humain (NP_003255.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60603
Poids moléculaire	90kDa
Expédition	Sac de glace